

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

ST736	Materasso in fibra cava siliconata a sezione intera
Destinazione d'uso	
Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze	
Caratteristiche principali	
Il materasso ST736 è rivestito di tessuto di cotone, internamente vengono collocati 13 cilindri in fibra cava siliconata. L'ST735 assicura al paziente un ottimo comfort ed una uniformità di distribuzione dei pesi.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35228
Codice di classificazione CND	Y033306
Codice nomenclatore	03.33.06.009
MATERIALI PRINCIPALI	
Interno	Fibra cava siliconata
Esterno	Cotone
DIMENSIONI	
Lunghezza	190 Cm
Larghezza	85 Cm
Altezza	9 Cm
Peso	4,9 Kg.
Peso massimo paziente	70 Kg
Peso massimo paziente con materasso di supporto	100Kg