

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

ST713	Cuscino in gel fluido
Destinazione d'uso	
Dispositivo per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito.	
Caratteristiche principali	
Il cuscino moderatamente alto permette al paziente una buona stabilità dovuta allo studio di una perfetta viscosità del gel fluido e della lastra in poliuretano espanso in esso contenuta. Si adegua particolarmente alle forme permettendo un ottimale scarico dei pesi. Nell'interno una membrana di PVC da 400 micron contiene una lastra di poliuretano espanso a alta resilienza immerso in una soluzione di glicole propilenico.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>35229</i>
Codice di classificazione CND	<i>Y033303</i>
Codice nomenclatore	<i>03.33.03.006</i>
MATERIALI PRINCIPALI	
Interno	<i>PVC</i>
Esterno	<i>Spalmato di poliuretano e poliamide</i>
MISURE	
ST713	<i>43 x 43 x 4,3 Cm Peso 3,5 Kg</i>