

KIT KOMETA ME 600

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: KIT KOMETA ME 600 COMPLETO DI COMPRESSORE ME 500 CON REGOLAZIONE E MATERASSO ME600 AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E RIVESTIMENTO IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

CODICE ISO: 03.33.06.021

CODICE Nr.: 855762

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 615948/R.**



MATERIALE: COMPRESSORE ME 500 CON REGOLAZIONE, IN PVC, + MATERASSO KOMET PRESS ME600 A TUBI INTERCAMBIABILI IN POLIVINILCLORURO (WEN-71 ATOSSICO) CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO + RIVESTIMENTO IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

Compressore Kometa ME500 con regolatore di pressione cod. 855764

- **REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 321161/R**
- **Tensione e frequenza:** 230 V / 50 Hz.
- **Potenza assorbita :** < 10W
- **Aria in uscita:** 4-5 lt
- **Ciclo:** 5 minuti
- **Pressione:** 110 mmHg
- **Pressione regolabile:** si
- **Peso apparecchio:** Kg 1,5
- **Rumorosità:** < 40 dB
- **Cavo di alimentazione:** si (3 m)
- **Dimensioni:** cm 11 x 22,5 x 10

Materasso Komet press ME600 a tubi intercambiabili cod. 855766

- **REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 321169/R**
- **Materiale :** In Nylon e PVC con trattamento antibatterico ATOSSICO
- **Dimensioni:** cm 200 x 90 x 11,5 gonfiato
- **Altezza elemento:** cm 11,5
- **Numero elementi:** 18
- **Peso:** Kg 4
- **Portata massima:** Kg 130

Rivestimento per materassino a tubi intercambiabili

- **Materiale :** Nylon/PVC impermeabile - traspirante

APPLICAZIONE: INDICATO PER PAZIENTI A MEDIO-ALTO RISCHIO DI DECUBITO O CON DECUBITO PERSISTENTE

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI

