

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

ST721/x	Cuscini a bolle d'aria
Destinazione d'uso	
Dispositivo per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito.	
Caratteristiche principali	
Il neoprene permette di mantenere una pressione costante dentro il cuscino e di mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali. Cuscino che può essere lavato in autoclave ed esposto a temperature molto basse. Gli ischi vengono completamente immersi nel cuscino favorendo, di fatto, una distribuzione regolare della pressione. L'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35226
Codice di classificazione CND	Y033303
Codice nomenclatore	03.33.03.015 - 018
MATERIALI PRINCIPALI	
Composizione	Neoprene
DIMENSIONI	
Cuscino Gonfio	40 x 45 x 7 Cm
VARIANTI	
ST721/1	1 Sezione
ST721/2	2 Sezioni