



**MOVI Spa**  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 – Milano  
Italy

Tel. +39 02 509051  
Fax +39 02 5062467  
wimedinfo@movigroup.com  
[www.movigroup.com](http://www.movigroup.com)

R.E.A.: MI 1477333  
Capitale € 7.072.000 i.v.  
P. IVA – VAT No: IT 11575580151  
Certified Quality System ISO  
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

## Carrozzina Winner Light

**Fabbricante**  
Movi S.p.A  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia



### Descrizione

Carrozzina pieghevole in lega leggera, adatta per l'utilizzo in interno e esterno, con telaio verniciato in alluminio.  
Ruote posteriori a estrazione rapida Ø 60 cm.  
Ruote anteriori in gomma piena Ø 20 x 3,5 cm  
Doppia crociera nella misura 46/48 cm  
I rivestimenti sono in Nylon, lavabile, rinforzato nella parte superiore.  
Ruote ascensore, Braccioli regolabili in altezza di serie, cuscino di serie.

## Caratteristiche Tecniche

Portata massima	130 Kg
Larghezza seduta	38/40/42/44/46/48 cm
Larghezza massima	58/60/62/64/66/68
Profondità seduta	40 cm
Altezza massima	95 cm
Profondità massima ( senza pedane)	110 cm
Profondità massima ( con pedane)	120 cm
Distanza bracciolo seduta	24,5 cm
Altezza seduta	56 cm
Peso	15,5 Kg
Portata massima	130 Kg
Telaio	acciaio
Colore	Blu/rosso/grigio

## Codice / Descrizione Prodotto

Codice	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"><li>1530xxxx</li></ul>	Carrozzina Winner Light
<b>Classe di appartenenza</b>	I

**Emissione/Ultimo aggiornamento**

Data: 13-06-2011