Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via Sanvito Silvestro, 60
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE "KOMETA"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 – 12.06.09.130 – 12.06.09.109

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 5119/R**







CODICE Nr: 854959

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore con 4 ruote da 127mm, anteriori piroettanti, posteriori fisse con sistema frenante a leva.
Impugnatura maniglie anatomica, telaio pieghevole grazie al sistema
a doppi bloccaggio-sbloccaggio.

Ruote anteriori piroettanti
Ruote posteriori fisse
In duralluminio anodizzato
Regolabile in altezza da cm 81 a cm 91
Larghezza totale cm 60,9
Lunghezza totale cm 56,5
Peso kg 4,1
Portata massima kg 136

								
cm 60,9	cm 56,5	cm 44,5	Da cm 81 a cm 91	cm 82 x cm 14 x cm 60,9	Kg 4,1	Kg 136	5" (mm 127)	5" (mm 127)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

CE