Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via Sanvito Silvestro, 60
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

CARROZZINA MANUALE K110

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE : CARROZZINA KOMETA MOD. **K110 da transito**



REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 6145/R – 6147/R – 6148/R – 6151/R – 6153/R – 6154/R**

CODICE PRODOTTO: 854009/013/926 – 8540/010/14/927 – 854011/15/928

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli estraibili a scrivania mod. K12 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172) o braccioli estraibili lunghi mod. K11
- Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. K20
- Larghezza sedile cm41-43-46
- Colore "flame" blu/nero brillante
- Sistema di bloccaggio ruote posteriori per stazionamento

Rif.Cod.ISO : 12.21.06.039 -12.24.06.172 (con bracciolo K12)

Larghezza totale	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
57	24	41	23	50	93	91	40	43	16	100
59	24	43	23	50	93	91	40	43	17	100
62	24	46	23	50	93	91	40	43	17	100

Optional:
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza mod. K13 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.160)
- Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza mod. K21 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)

Ruote: Anteriori piene Soft 200 x 50
Posteriori piene Soft 12 ½ x 2 ¼

Capacità di portata kg. 100

CONFORMITA' : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.
Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.

Prodotto certificato TÜV (numero TA50140885)