Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via Sanvito Silvestro, 60
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

CARROZZINA MANUALE K110/2

SCHEDA TECNICA



DESCRIZIONE : CARROZZINA KOMETA MOD. **K110/2 da transito**

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 6212/R – 6213/R – 6214/R – 6215/R**

CODICE PRODOTTO: 854668 – 854669 – 854670 – 854671

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Struttura a doppia crociera
- Braccioli estraibili a scrivania mod. K12 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172)
- Pedane estraibili mod. K20
- Larghezza sedile cm 41-43-46-48
- Colore “flame” blu/nero brillante

Rif.Cod.ISO : 12.21.06.045 -12.24.06.172 (bracciolo ridotto K12)
12.24.03.118 (doppia crociera)
12.24.06.175 (solo sedile cm 46 e 48)

Larghezza totale	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
57	24	41	23	50	93	91	40	43	16,4	140
59	24	43	23	50	93	91	40	43	17,5	140
62	24	46	23	50	93	91	40	43	17,7	140
64	24	48	23	50	93	91	40	43	17,8	140

Optional:

- Braccioli estraibili lunghi mod. K11
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza mod. K13 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.160)
- Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza mod. K21 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)

Ruote:

Anteriori piene	Soft	200 x 50
Posteriori piene	Soft	12 ½ x 2 ¼

Capacità di portata kg. 140

CONFORMITA’ : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.
Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.

Prodotto certificato TÜV (numero TA50140885)