Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via Sanvito Silvestro, 60
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

CARROZZINA MANUALE K125

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE : CARROZZINA KOMETA MOD. **K125 con schienale reclinabile**

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 6155/R – 6159/R – 6160/R – 6162/R – 6163/R – 6164/R**

CODICE PRODOTTO: 854017 – 854018 – 854019 – 854021 – 854022 - 854023

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)



CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Con dispositivo di reclinazione dello schienale a 30°
- Prolunga schienale mod. K18 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.157)
- Braccioli estraibili a scrivania mod. K15 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172) o braccioli estraibili lunghi mod. K14
- Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza mod. K21 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)
- Larghezza sedile cm41-43-46
- Colore “flame” blu/nero brillante

Rif.Cod.ISO : 12.21.06.039 - 12.24.03.109 (pedana elevabile K21)
12.24.06.157 (schienale prolungato)
12.24.06.163 (schienale regolabile in inclinazione)
12.24.06.172 (bracciolo ridotto K15)

Larghezza totale	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
62	33	41	23	50	122	120	43	75	24	100
64	33	43	23	50	122	120	43	75	25	100
67	33	46	23	50	122	120	43	75	25	100

Optional:
Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. K20

Ruote:

Anteriori piene	Soft	200 x 50
Posteriori piene	Soft	24 x 1 3/8

CONFORMITA’ : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.
Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.

Prodotto certificato TÜV (numero TA50140885)

CE