Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via dei Carantani,1
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

CARROZZINA MANUALE M205E/2

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND SRL, Viale delle Industrie 5 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE : CARROZZINA MEDILAND MOD. M205E/2 STANDARD con ruote ad estrazione rapida, doppia crociera.

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr: 1174776/R**

CODICE PRODOTTO: 700221 (41cm) – 700223 (43cm) – 700226 (46cm) – 700228 (48cm)



MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli estraibili a scrivania mod. M12 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172)
- Pedane estraibili fisse mod. M20
- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.21.106)
- Ruotine ascensore
- Larghezza sedile cm 41-43-46-48
- Colore “brillant gray”

Rif.Cod.ISO : 12.21.06.039 - 12.24.21.106 (dipositivo adestrazione rapida)
12.24.03.118 (doppia crociera)
12.24.06.172 (bracciolo ridotto M12)

Larghezza totale	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
58	26.5	41	26	50	91	103	40	44	18	110
60.5	26.5	43	26	50	91	103	40	44	19	110
63	26.5	46	26	50	91	103	40	44	19	110
65.5	26.5	48	26	50	91	103	40	44	19	110

Optional:

- Braccioli estraibili e regolabili in altezza mod. M13 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.160)
- Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. M21(Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)

Ruote: Anteriori piene Soft 200 x 50
Posteriori piene Soft 24” x 1 3/8

Capacità di portata Kg. 110

CONFORMITA’ : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1. Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.

CE

Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via dei Carantani,1
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.