Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via Sanvito Silvestro, 60
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

SEDIA DA COMODO

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE

RIF. Cod. ISO: 12.21.03.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 4768/R**



CODICE Nr: 855751

Struttura telaio in acciaio cromato
Schienale in skay imbottito, idrorepellente
Copertura per sedile imbottita
Braccioli ribaltabili
Pedane regolabili in profondità ed estraibili

Larghezza totale cm 50
Profondità totale cm 86
Altezza totale cm 95
Sedile cm 45x43
Altezza sedile da terra cm 52,5
Ruote da mm 100, (posteriori con freno)
Portata massima kg 135

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

CE