Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via Sanvito Silvestro, 60
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

SCHEDA TECNICA

OFTALMOSCOPIO OPTEK MARK II CLASSIC

PRODUTTORE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD – Wazirabad Road, Ugoki – Sialkot – 51310, Pakistan.

DESCRIZIONE: OFTALMOSCOPIO MARK II

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1133261/R**

CODICE: 500254 (astuccio rigido 3,5 V)



Apparecchio diagnostico di alta qualità realizzato per l'utilizzo di medici specialisti e studenti, in diverse esecuzioni, secondo specifiche necessità.
Leggero, fabbricato in materiale resistente agli urti, conveniente, non necessita di alcun intervento di manutenzione nel tempo.
Dotato di un sistema di bloccaggio a baionetta, con lampadina vacuum 3,5 V e reostato per la regolazione dell'intensità della luce.
Il manico zigrinato assicura una presa ottimale e sicura.

Caratteristiche:
Set completo con: Oftalmoscopio Optek MARK-II CLASSIC
Manico a batterie ricaricabili NiMH
Lampadina di ricambio 3,5V (Ref. 833-027-35 / Cod. 500052)
Astuccio rigido
Manico a batteria ricaricabile 3,5 V Li-ion. Batteria non inclusa (cod. 500135 / Ref. 808-065-35) in sostituzione delle batterie ricaricabili NiMH)

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1
CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

CE