Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via Sanvito Silvestro, 60
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

SCHEDA TECNICA

MINI OFTALMOSCOPIO F.O. OMNI 3000

PRODUTTORE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD – Wazirabad Road, Ugoki – Sialkot – 51310, Pakistan.

DESCRIZIONE: MINI OFTALMOSCOPIO F.O. OMNI 3000

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1133259/R**

CODICE: 500251 (ref. 808-454-02 – astuccio morbido)



Apparecchio diagnostico tascabile di alta qualità . Realizzato per l'utilizzo di medici specialisti e studenti, in diverse esecuzioni, secondo necessità specifiche.
Leggero, tascabile, fabbricato in materiale resistente agli urti.
Estremamente conveniente, non necessita di alcuna manutenzione.
Ideale per visite domiciliari.
Durata di funzionamento sino a 10 ore.
Massima luminosità all'accensione dello strumento e successivo adattamento della luminosità secondo livello di carica effettiva della batteria**.**

Caratteristiche:
Set completo con: Oftalmoscopio OMNI 3000 a fibre ottiche (F.O.)
Versione standard
Astuccio morbido
Lampadina di ricambio (non inclusa) - (Ref. 833-059-25 / Cod. 500057)
Utilizzabile con batterie alcaline di tipo AA (n. 2) , non incluse.

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz.1
CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

CE