Mediland s.r.l.
Sede Amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20020 Arese (MI)
Tel. 02 997708 r.a.
Fax 02 93585618

Sede Legale:
Via Sanvito Silvestro, 60
21100 Varese

Cod. Fisc. e Part. IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. di Varese n. 22059
R.E.A. Varese n. 244354
Reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005457
Cap. Soc. € 62.400,00 i.v.

SCHEDA TECNICA

OTOSCOPIO MARK II ECONO

PRODUTTORE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD – Wazirabad Road, Ugoki – Sialkot – 51310, Pakistan.

DESCRIZIONE: OTOSCOPIO MARK II

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 1133224/R**



CODICE: 500220

Apparecchio diagnostico di alta qualità realizzato per l'utilizzo di medici specialisti e studenti, in diverse esecuzioni, secondo specifiche necessità.
Leggero, fabbricato in materiale resistente agli urti, conveniente, non necessita di alcun intervento di manutenzione nel tempo.
Dotato di un sistema di bloccaggio a baionetta, con lampadina vacuum 3,5 V e reostato per la regolazione dell'intensità della luce.
Il manico zigrinato assicura una presa ottimale e sicura.

Caratteristiche:

Set completo con: Otoscopio Opaline MARK-II ECONO
Manico a batteria
1 set di 7 speculum monouso da 2,5 mm
1 set di 7 speculum monouso da 4,0 mm
Astuccio morbido
Lampadina di ricambio 3,5 V (non inclusa) - (Ref. 833-011-35/Cod. 500051)
Manico a batteria ricaricabilie 3,5 V Li-ion. Batteria non inclusa (cod. 500135 / Ref. 808-065-35)

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

CE